

Distribué par KMF
51, route de Bièvres
91370 Verrières le buisson

Made in Hungary

www.tomyka.fr



Precauciones: Minidoo ha sido especialmente diseñado para aspirar las secreciones nasales de los niños de pecho. No debe ser utilizado en condiciones distintas a las precritas.

- Antes de utilizado, compruebe el correcto ensamblaje des las diferentes piezas.
- No separa la contera final de silicona de la copa.
- No clava la contera nasal en la naricita del bebé.
- No deje el aspirador nasal Minidoo alacance de los niños.
- No come.

0-3 mois
0-3 months
0-3 meses



+ 3 mois
+ 3 months
+ 3 meses




- Informations à conserver.
- Please retain all information relating to this product for future reference.
- Conservar estas informaciones, por favor.

MINIDOO
MOUCHE BÉBÉ PAR ASPIRATION

- F** Notice d'utilisation
- EN** Instructions for use:
- E** Folleto de instrucciones





F Mouche bébé par aspiration Mode d'emploi :

- Sélectionner l'embout en fonction de la taille de la narine (plus ou moins 3 mois).
- Positionner l'embout à l'entrée de la narine, sans laisser rentrer l'air.
- Aspirer doucement à l'aide de l'embout buccal.
- Après utilisation, dissocier le collecteur de sécrétions et rincer à l'eau froide, puis le stériliser.
- Ne pas avaler.

Précautions: Minidoo est uniquement conçu pour aspirer les sécrétions nasales des nourrissons. Il ne doit pas être utilisé dans d'autres conditions que le mouchage.

- Avant utilisation s'assurer du bon assemblage des différents éléments.

- Ne pas dissocier l'embout en silicone du collecteur de sécrétions.
- Ne pas enfoncer l'embout dans la narine du bébé.
- Ne pas laisser le Minidoo à portée des enfants.
- Ne pas avaler.

EN Baby nasal aspirator Instructions for use:

- Select the right nozzle based on nostril size (more or less 3 months).
- Position nozzle at the opening of nostril, without letting in any air
- Suck smoothly with mouth nozzle.
- Clean the nozzle parts between each use with cold water and sterilize.

Warnings: Minidoo is exclusively designed to clear babies' nasal secretions. It should not be used in any conditions other those described above.

- Before use make sure that all the different parts are correctly assembled
- Never separate silicon nozzle from collector of secretions.
- Do not push the nozzle into baby's nostril.
- Keep Minidoo away from children's reach.
- Do not eat.

E Sacca-mocos por aspiración Instrucciones:

- Selección la correcta contera en cuanto a la naracita del bebé (más o menos 3 meses).
- Ponga la contera contra el orificio nasal, impiendo que entre el aire.
- aspire suavemente con la contera bucal.
- Se recomienda limpiar la parte final despues de cada aspiracion con agua fria y esteriliza.